

AXEL

Assay Genie

AURKC Rabbit Polyclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	WB,IHC
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	Q9UQB9		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-63	AURKC Rabbit Polyclonal Antibody 20uL	CAB7930-20	1個	26,000円	
	83-4792-64	AURKC Rabbit Polyclonal Antibody 100uL	CAB7930-100	1個	88,000円	