

AXEL

Assay Genie

STX1A Rabbit Polyclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	WB,IHC,IF
免疫動物	Rabbit	交差性	Mouse, Rat
Uniprot	Q16623		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-65	STX1A Rabbit Polyclonal Antibody 20uL	CAB7931-20	1個	25,000円	
	83-4792-66	STX1A Rabbit Polyclonal Antibody 100uL	CAB7931-100	1個	93,000円	