

AXEL

Assay Genie

SULT1A3 Rabbit Polyclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	WB
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	P0DMM9		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-67	SULT1A3 Rabbit Polyclonal Antibody 20uL	CAB7932-20	1個	32,000円	
	83-4792-68	SULT1A3 Rabbit Polyclonal Antibody 100uL	CAB7932-100	1個	96,000円	