

AXEL

Assay Genie

SUPT4H1 Rabbit Polyclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	WB
免疫動物	Rabbit	交差性	Human
Uniprot	P63272		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-69	SUPT4H1 Rabbit Polyclonal Antibody 20uL	CAB7933-20	1個	32,000円	
	83-4792-70	SUPT4H1 Rabbit Polyclonal Antibody 100uL	CAB7933-100	1個	96,000円	