

AXEL

Assay Genie

TAF11 Rabbit Polyclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	WB
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse
Uniprot	Q15544		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



83-4792-71

TAF11 Rabbit Polyclonal Ant
ibody 20uL

CAB7934-20

1個

32,000円



83-4792-72

TAF11 Rabbit Polyclonal Ant
ibody 100uL

CAB7934-100

1個

96,000円