

AXEL

Assay Genie

TFAP2B Rabbit Polyclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	WB
免疫動物	Rabbit	交差性	Human
Uniprot	Q92481		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-73	TFAP2B Rabbit Polyclonal Antibody 20uL	CAB7935-20	1個	25,000円	
	83-4792-74	TFAP2B Rabbit Polyclonal Antibody 100uL	CAB7935-100	1個	93,000円	