

AXEL

Assay Genie

TFE3 Rabbit Polyclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	IF
免疫動物	Rabbit	交差性	Human
Uniprot	P19532		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-75	TFE3 Rabbit Polyclonal Anti body 20uL	CAB7936-20	1個	25,000円	
	83-4792-76	TFE3 Rabbit Polyclonal Anti body 100uL	CAB7936-100	1個	93,000円	