

AXEL

Assay Genie

Troponin I2 (TNNI2) Rabbit Polyclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	WB
免疫動物	Rabbit	交差性	Mouse, Rat
Uniprot	P48788		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-77	Troponin I2 (TNNI2) Rabbit Polyclonal Antibody 20uL	CAB7937-20	1個	25,000円	
	83-4792-78	Troponin I2 (TNNI2) Rabbit Polyclonal Antibody 100uL	CAB7937-100	1個	93,000円	