

AXEL

Assay Genie

PIP5K1A Rabbit Polyclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	WB,IHC
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse
Uniprot	Q99755		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-85	PIP5K1A Rabbit Polyclonal Antibody 20uL	CAB7941-20	1個	25,000円	
	83-4792-86	PIP5K1A Rabbit Polyclonal Antibody 100uL	CAB7941-100	1個	93,000円	