

AXEL

Assay Genie

PIK3R3/p55PIK Rabbit Polyclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	WB
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	Q92569		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-87	PIK3R3/p55PIK Rabbit Polyclonal Antibody 20uL	CAB7942-20	1個	32,000円	
	83-4792-88	PIK3R3/p55PIK Rabbit Polyclonal Antibody 100uL	CAB7942-100	1個	96,000円	