

AXEL

Assay Genie

APOL1 Rabbit Polyclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	IHC
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Rat
Uniprot	O14791		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-89	APOL1 Rabbit Polyclonal Ant ibody 20uL	CAB7943-20	1個	26,000円	
	83-4792-90	APOL1 Rabbit Polyclonal Ant ibody 100uL	CAB7943-100	1個	88,000円	