

AXEL

Assay Genie

SSNA1 Rabbit Polyclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	WB
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	O43805		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-91	SSNA1 Rabbit Polyclonal Antibody 20uL	CAB7944-20	1個	32,000円	
	83-4792-92	SSNA1 Rabbit Polyclonal Antibody 100uL	CAB7944-100	1個	96,000円	