

AXEL

Assay Genie

IRS2 Rabbit Polyclonal Antibody 20uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	WB,IF
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	Q9Y4H2		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-93	IRS2 Rabbit Polyclonal Anti body 20uL	CAB7945-20	1個	25,000円	
	83-4792-94	IRS2 Rabbit Polyclonal Anti body 100uL	CAB7945-100	1個	93,000円	