

AXEL

Assay Genie

Alpha SNAP Rabbit Polyclonal Antibody 100uL



シリーズ共通仕様

Antibody Type	Polyclonal	適用	WB,IHC
免疫動物	Rabbit	交差性	Human, Mouse, Rat
Uniprot	P54920		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	83-4792-95	Alpha SNAP Rabbit Polyclonal Antibody 20uL	CAB7946-20	1個	25,000円	
	83-4792-96	Alpha SNAP Rabbit Polyclonal Antibody 100uL	CAB7946-100	1個	93,000円	