

# AXEL

Assay Genie

## LAYN Antibody 50ul



シリーズ共通仕様

|               |            |      |        |
|---------------|------------|------|--------|
| Antibody Type | Polyclonal | 免疫動物 | Rabbit |
| Uniprot       | Q6UX15     |      |        |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|



83-4859-73

LAYN Antibody 50ug

PACO01934-50

1個

69,000円



83-4888-20

LAYN Antibody 50ul

PACO18143-50

1個

78,000円



83-5044-01

LAYN Antibody 50ul

PACO63667-50

1個

78,000円

| 商品イメージ                                                                            | アズワン品番     | 商品名                | 型番           | 入数 | 標準価格         | 備考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------|----|--------------|----|
|                                                                                   |            |                    |              |    | (税抜)         |    |
|                                                                                   |            |                    |              |    | 定額送料<br>(税抜) |    |
|  | 83-4875-45 | LAYN Antibody 50ul | PACO10205-50 | 1個 | 105,000円     |    |