

US Biological (antibodypab)

84-1663-01 [取扱停止] TNFRSF10D, ID (TNFRSF10D , DCR2, TRAILR4, TRUNDD, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 10D, Decoy receptor 2, TNF-related apoptosis-inducing ligand receptor 4, TRAIL receptor with a truncated death domain, CD264) (APC) 200ul 043071-APC

USBiological
Life Sciences

アズワン品番 84-1663-01

型番 043071-APC

入り数 1個

標準価格 -円

取扱停止

USBiological
Life Sciences

特徴

TNFRSF is a member of the TNF-receptor superfamily.

This receptor contains an extracellular TRAIL-binding domain, a transmembrane domain, and a truncated cytoplasmic death domain.

This receptor does not induce apoptosis, and has been shown to play an inhibitory role in TRAIL-induced cell apoptosis.

Applications: Suitable for use in Western Blot and ELISA.

Other potential application, though not tested is Direct Flow Cytometry.

Other applications have not been tested.

Recommended Dilution: Optimal dilutions to be determined by the researcher.

Storage and Stability: Store product at 4°C in the dark.

DO NOT FREEZE! Stable at 4°C for 12 months after receipt as an undiluted liquid.

Dilute required amount only prior to immediate use.

Further dilutions can be made in assay buffer.

Caution: APC conjugates are sensitive to light.

For maximum recovery of product, centrifuge the original vial prior to removing the cap.

Note: Applications are based on unconjugated antibody.

仕様

Size: 200ul

Host: rabbit

Source Antibody: human

Grade: Affinity Purified

Purity: Purified by Protein A and peptide affinity chromatography.

Form: Supplied as a liquid in PBS, pH 7.2, 0.09% sodium azide and a stabilizer. Labeled with Allophycocyanin (APC).

Specificity: Recognizes human TNFRSF10D.

Isotype: IgG

Calc Applications Abbrev: FLISA WB

Calc Crossreactivity: Hu

Immunogen: KLH-conjugated synthetic peptide mapping to a fragment of residues with in amino acids 252-278 in the central region of human TNFRSF10D.

Shelf Life: 6 months

Swiss Prot Number: Q9UBN6

EU Commodity Code: 30021010

この商品は法規制を確認しておりません。(法規制によって販売できない場合もございます)

製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。最新仕様はメーカーホームページをご確認ください。

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL: 06-6447-8641

FAX: 06-6447-8642

E-mail: Reagents@so.as-1.co.jp