

US Biological (antibodypab)

84-1663-24 [取扱停止] NOXA1, CT (NOXA1, P51N
OX, NADPH oxidase activator 1, Antigen NY-CO-31,
NCF2-like protein, P67phox-like factor, p51-nox) (A
PC) 200ul 039075-APC



アズワン品番	84-1663-24
型番	039075-APC
入り数	1個

標準価格	-円
------	----

取扱停止



特徴

NADPH oxidases (NOXs) catalyze the transfer of electrons from NADPH to molecular oxygen to generate reactive oxygen species (ROS).

The NOX activator NOXA1 can stimulate both NOX1 (MIM 300225) and NOX2 (CYBB; MIM 300481), but it appears to be more effective in activating NOX1 (Opitz et al., 2007 [PubMed 17189823]).[supplied by OMIM].

Applications: Suitable for use in Western Blot, FLISA

Recommended Dilution: FLISA: 1:1,000 Western Blot: 1:100-500

Storage and Stability: Store product at 4°C in the dark.

DO NOT FREEZE! Stable at 4°C for 12 months after receipt as an undiluted liquid.

Dilute required amount only prior to immediate use.

Further dilutions can be made in assay buffer.

Caution: APC conjugates are sensitive to light.

For maximum recovery of product, centrifuge the original vial prior to removing the cap.

Note: Applications are based on unconjugated antibody.

仕様

Size:200ul

Host:rabbit

Source Antibody:human

Grade:Affinity Purified

Purity:Purified by Protein A affinity chromatography.

Form:Supplied as a liquid in PBS, pH 7.2, 0.09% sodium azide and a stabilizer. Labeled with Allophycocyanin (APC).

Specificity:Human

Isotype:IgG

Calc Applications Abbrev:FLISA WB

Calc Crossreactivity:Hu

Immunogen:NOXA1 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 454~483 amino acids from the C-terminal region of human NOXA1.

Shelf Life:6months

Swiss Prot Number:Q86UR1

EU Commodity Code:30021010

この商品は法規制を確認していません。(法規制によって販売できない場合もございます)

製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。最新仕様はメーカーホームページをご確認ください。

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL:06-6447-8641

FAX:06-6447-8642

E-mail:Reagents@so.as-1.co.jp