

US Biological (antibodypab)

84-1663-34 [取扱停止] PEX12, ID (PEX12, PAF3, Peroxisome assembly protein 12, Peroxin-12, Peroxisome assembly factor 3) (APC) 200ul 039888-APC



アズワン品番 84-1663-34

型番 039888-APC

入り数 1個

標準価格 -円

取扱停止



特徴

Peroxisins (PEXs) are proteins that are essential for the assembly of functional peroxisomes.

The peroxisome biogenesis disorders (PBDs) are a group of genetically heterogeneous autosomal recessive, lethal diseases characterized by multiple defects in peroxisome function.

The peroxisomal biogenesis disorders are a heterogeneous group with at least 14 complementation groups and with more than 1 phenotype being observed in cases falling into particular complementation groups.

Although the clinical features of PBD patients vary, cells from all PBD patients exhibit a defect in the import of one or more classes of peroxisomal matrix proteins into the organelle.

Applications: Suitable for use in Western Blot, FLISA

Recommended Dilution:FLISA: 1:1,000Western Blot: 1:100-500

Storage and Stability:Store product at 4°C in the dark.

DO NOT FREEZE! Stable at 4°C for 12 months after receipt as an undiluted liquid.

Dilute required amount only prior to immediate use.

Further dilutions can be made in assay buffer.

Caution: APC conjugates are sensitive to light.

For maximum recovery of product, centrifuge the original vial prior to removing the cap.

Note: Applications are based on unconjugated antibody.

仕様

Size:200ul

Host:rabbit

Source Antibody:human

Grade:Affinity Purified

Purity:Purified by Protein A affinity chromatography.

Form:Supplied as a liquid in PBS, pH 7.2, 0.09% sodium azide and a stabilizer. Labeled with Allophycocyanin (APC).

Specificity:Human

Isotype:IgG

Calc Applications Abbrev:FLISA WB

Calc Crossreactivity:Hu

Immunogen:PEX12 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 137~167 amino acids from the Central region of human PEX12.

Shelf Life:6months

Swiss Prot Number:O00623

EU Commodity Code:30021010

この商品は法規制を確認しておりません。(法規制によって販売できない場合もございます)

製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。最新仕様はメーカーホームページをご確認ください。

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL:06-6447-8641

FAX:06-6447-8642

E-mail:Reagents@so.as-1.co.jp