

AXEL

Abbexa

Serine/Threonine Kinase 38 (STK38) Antibody 150 ul

abbexa

シリーズ共通仕様

Clonality	Polyclonal	Host	Rabbit
Conjugation	Unconjugated		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	84-7897-69	Serine/Threonine Kinase 38 (S TK38) Antibody 20 ul	abx005900	1個	66,000円	
	84-9133-57	Serine/Threonine Kinase 38 (S TK38) Antibody 50 ul	abx320543	1個	88,000円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	84-8900-27	Serine/Threonine Kinase 38 (S TK38) Antibody 100 ug	abx238336	1個	110,000円	
	84-8900-28	Serine/Threonine Kinase 38 (S TK38) Antibody 100 ug	abx238337	1個	110,000円	
	84-8499-05	Serine/Threonine Kinase 38 (S TK38) Antibody 100 ug	abx145679	1個	120,000円	
	84-9133-58	Serine/Threonine Kinase 38 (S TK38) Antibody 100 ul	abx320543	1個	131,000円	
	84-7897-71	Serine/Threonine Kinase 38 (S TK38) Antibody 100 ul	abx005900	1個	145,000円	
	84-7897-70	Serine/Threonine Kinase 38 (S TK38) Antibody 50 ul	abx005900	1個	87,000円	
	84-7897-72	Serine/Threonine Kinase 38 (S TK38) Antibody 200 ul	abx005900	1個	189,000円	
	84-8317-01	Serine/Threonine Kinase 38 (S TK38) Antibody 150 ul	abx115451	1個	203,000円	