

AXEL

Abbexa

Serine--tRNA Ligase, Mitochondrial (SARS2) Antibody 150 ul

abbexa

シリーズ共通仕様

Clonality	Polyclonal	Host	Rabbit
Conjugation	Unconjugated		

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	84-8130-73	Serine--tRNA Ligase, Mitochondrial (SARS2) Antibody 80 ul	abx033708	1個	99,000円	
	84-8893-40	Serine--tRNA Ligase, Mitochondrial (SARS2) Antibody 100 ug	abx237610	1個	110,000円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	84-8130-74	Serine--tRNA Ligase, Mitochondrial (SARS2) Antibody 400 ul	abx033708	1個	188,000円	
	84-8405-52	Serine--tRNA Ligase, Mitochondrial (SARS2) Antibody 20 ul	abx126510	1個	66,000円	
	84-8405-53	Serine--tRNA Ligase, Mitochondrial (SARS2) Antibody 50 ul	abx126510	1個	87,000円	
	84-8405-54	Serine--tRNA Ligase, Mitochondrial (SARS2) Antibody 100 ul	abx126510	1個	145,000円	
	84-8405-55	Serine--tRNA Ligase, Mitochondrial (SARS2) Antibody 200 ul	abx126510	1個	189,000円	
	84-8317-37	Serine--tRNA Ligase, Mitochondrial (SARS2) Antibody 150 ul	abx115487	1個	203,000円	