



Abbexa

Sft2 Domain Containing 3 (SFT2D3) Antibody 150 ul



シリーズ共通仕様

|                     |              |            |            |
|---------------------|--------------|------------|------------|
| サイズ                 | 150 ul       | Clonality  | Polyclonal |
| Tested Applications | ELISA, WB    | Host       | Rabbit     |
| Conjugation         | Unconjugated | Reactivity | Human      |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|



84-8317-52

Sft2 Domain Containing 3 (SFT  
2D3) Antibody 150 ul

abx115502

1個

203,000円