



Abbexa

Sh3 And Px Domains 2A (SH3PXD2A) Antibody 150 ul



シリーズ共通仕様

サイズ	150 ul	Clonality	Polyclonal
Tested Applications	ELISA, WB, IHC	Host	Rabbit
Conjugation	Unconjugated	Reactivity	Human, Mouse, Rat

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



84-8317-63

Sh3 And Px Domains 2A (SH3PXD2A) Antibody 150 ul

abx115513

1個

203,000円