



Abbexa

84-8564-19 Pig Interleukin 4 (IL4) ELISA Kit 96 tests abx154963



アズワン品番 84-8564-19

型番 abx154963

入り数 1個

標準価格 -円



仕様

サイズ: 96 tests

Tested Applications: ELISA

Reactivity: Pig

Test Range: 15.6 pg/ml - 1000 pg/ml

この商品は法規制を確認しておりません。(法規制によって販売できない場合もございます)

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL: 06-6447-8641

FAX: 06-6447-8642

E-mail: Reagents@so.as-1.co.jp