

Abbexa

84-8564-62 Pig Metalloproteinase Inhibitor 3 (TIM P3) ELISA Kit 96 tests abx155008

abbexa 

アズワン品番 84-8564-62

型番 abx155008

入り数 1個

標準価格 -円

abbexa 

仕様

サイズ:96 tests

Tested Applications:ELISA

Reactivity:Pig

Test Range:0.156 ng/ml - 10 ng/ml

この商品は法規制を確認しておりません。(法規制によって販売できない場合もございます)

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL:06-6447-8641

FAX:06-6447-8642

E-mail:Reagents@so.as-1.co.jp