

Abbexa

84-8564-63 Pig Metalloproteinase Inhibitor 4 (TIM P4) ELISA Kit 96 tests abx155009

abbexa 

アズワン品番 84-8564-63

型番 abx155009

入り数 1個

標準価格 -円

abbexa 

仕様

サイズ:96 tests

Tested Applications:ELISA

Reactivity:Pig

Test Range:0.156 ng/ml - 10 ng/ml

この商品は法規制を確認していません。(法規制によって販売できない場合もございます)

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL:06-6447-8641

FAX:06-6447-8642

E-mail:Reagents@so.as-1.co.jp