

AXEL

Abbexa

Pig Troponin I, Cardiac Muscle (TNNI3) ELISA Kit 96 tests

abbexa

シリーズ共通仕様

サイズ	96 tests	Tested Applications	ELISA
Reactivity	Pig	Test Range	31.2 pg/ml - 2000 pg/ml

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



84-8564-67

Pig Troponin I, Cardiac Muscle
(TNNI3) ELISA Kit 96 tests

abx155013

1個

224,000円



84-8993-54

Pig Troponin I, Cardiac Muscle
(TNNI3) ELISA Kit 96 tests

abx255456

1個

216,000円