

AXEL

Abbexa

Pig Cardiac Troponin T2 (TNNT2) ELISA Kit 96 tests

abbexa

シリーズ共通仕様

サイズ	96 tests	Tested Applications	ELISA
Reactivity	Pig	Test Range	15.6 pg/ml - 1000 pg/ml

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----

 **abbexa** 

84-8993-55

Pig Cardiac Troponin T2 (TNNT
2) ELISA Kit 96 tests

[abx255457](#)

1個

195,000円

 **abbexa** 

84-8564-68

Pig Cardiac Troponin T2 (TNNT
2) ELISA Kit 96 tests

[abx155014](#)

1個

232,000円