

AXEL

Abbexa

L-Dopachrome Tautomerase (DCT) Antibody 50 ug

abbexa 

シリーズ共通仕様

Conjugation	Unconjugated
-------------	--------------

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	84-9236-22	L-Dopachrome Tautomerase (DCT) Antibody 50 ug	abx325627	1個	75,000円	
	84-9237-97	L-Dopachrome Tautomerase (DCT) Antibody 50 ug	abx325714	1個	75,000円	
	84-9319-39	L-Dopachrome Tautomerase (DCT) Antibody 50 ug	abx329751	1個	75,000円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	84-8710-98	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 50 ul	abx212620	1個	79,000円	
	84-8724-74	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 50 ul	abx213303	1個	79,000円	
	84-9236-23	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 100 ug	abx325627	1個	97,000円	
	84-9237-98	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 100 ug	abx325714	1個	97,000円	
	84-9319-40	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 100 ug	abx329751	1個	97,000円	
	84-8031-35	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 80 ul	abx028701	1個	99,000円	
	84-8138-51	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 80 ul	abx034096	1個	99,000円	
	84-8148-24	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 80 ul	abx034587	1個	99,000円	
	84-8710-99	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 100 ul	abx212620	1個	110,000円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	84-8724-75	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 100 ul	abx213303	1個	110,000円	
	84-8843-10	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 100 ug	abx232272	1個	110,000円	
	84-8031-36	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 400 ul	abx028701	1個	188,000円	
	84-8138-52	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 400 ul	abx034096	1個	188,000円	
	84-8148-25	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 400 ul	abx034587	1個	188,000円	
	84-7912-57	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 200 ul	abx006334	1個	217,000円	
	84-8423-19	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 1 ml	abx128753	1個	224,000円	
	84-8592-85	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 1 ml	abx172149	1個	236,000円	
	84-7912-54	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 20 ul	abx006334	1個	55,000円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	84-7912-55	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 50 ul	abx006334	1個	87,000円	
	84-7912-56	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 100 ul	abx006334	1個	122,000円	
	84-8283-90	L-Dopachrome Tautomerase (D CT) Antibody 150 ul	abx112158	1個	203,000円	