

AXEL

US Biological (antibodymab)

85-8317-32 STAT 5B (Signal Transducer and Activator of Transcription 5b, OTTMUSP000000002051, OTTMUSP000000002050, RP23-279L23.3, Transcription Factor STAT5B, Mammary Gland Factor STAT5B) (Azide Free) (MaxLight 490) 100ul S7972-15E-ML490

USBiological
Life Sciences

アズワン品番	85-8317-32
型番	S7972-15E-ML490
入り数	1個
標準価格	-円

USBiological
Life Sciences

仕様

Size:100ul

Host:mouse

Source Antibody:human

Grade:Purified

Purity:Purified by ammonium sulfate precipitation.

Form: Supplied as a liquid in PBS, pH 7.2. No preservative added. Labeled with MaxLight

490.

Specificity: Recognizes human STAT5B.

Clone # USB: 11C808

Isotype: IgG1,k

Calc Applications Abbrev: FLISA IF WB

Calc Crossreactivity: Hu

Immunogen: Full-length, recombinant protein corresponding to aa1-391 of human STAT5B with GST tag. (MW of GST tag alone is 26kD)

Shelf Life: 1year

Swiss Prot Number: P51692

EU Commodity Code: 30021010

この商品は法規制を確認しておりません。(法規制によって販売できない場合もございます)

製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。最新仕様はメーカーホームページをご確認ください。

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL: 06-6447-8641

FAX: 06-6447-8642

E-mail: Reagents@so.as-1.co.jp