

AXEL

US Biological (antibodymab)

85-8317-84 [取扱停止] AGT, NT (SERPINA8, Angiotensinogen, Serpin A8, Angiotensin-1, Angiotensin I, Angiotensin-2, Angiotensin II, Angiotensin-3, Angiotensin III, Des-Asp[1]-angiotensin II) (MaxLight 490) 100ul 030750-ML490

US Biological
Life Sciences

アズワン品番 85-8317-84

型番 030750-ML490

入り数 1個

標準価格 -円

取扱停止

US Biological
Life Sciences

仕様

Size: 100ul

Host: mouse

Source Antibody: human

Grade: Affinity Purified

Purity: Purified by Protein G affinity chromatography.

Form: Supplied as a liquid in PBS, pH 7.2. No preservative added. Labeled with MaxLight

490.

Specificity: Recognizes human AGT.

Clone # USB: 656CT5.8.4

Isotype: IgG1

Calc Applications Abbrev: FLISA WB

Calc Crossreactivity: Hu

Immunogen: AGT Mab is generated from mice immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from human AGT.

Shelf Life: 1 year

Swiss Prot Number: P01019

EU Commodity Code: 30021010

この商品は法規制を確認しておりません。(法規制によって販売できない場合もございます)

製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。最新仕様はメーカーホームページをご確認ください。

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL: 06-6447-8641

FAX: 06-6447-8642

E-mail: Reagents@so.as-1.co.jp