

US Biological (antibodymab)

85-8564-23 Phospholipase A2, Secretory, Group IB  
(PLA2G1B, phospholipase A2, MGC119834, MGC1  
19835, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase, Phosp  
holipase A2 precursor, PLA2, PLA2A, PPLA2) (MaxLi  
ght 650) 100ul 131289-ML650

**USBiological**  
Life Sciences

|        |              |
|--------|--------------|
| アズワン品番 | 85-8564-23   |
| 型番     | 131289-ML650 |
| 入り数    | 1個           |
| 標準価格   | -円           |

**USBiological**  
Life Sciences

## 仕様

Size: 100ul

Host: mouse

Source Antibody: human

Grade: Affinity Purified

Purity: Purified by Protein A affinity chromatography.

Form: Supplied as a liquid in PBS, pH 7.2. No preservative added. Labeled with MaxLigh

t<sup>TM</sup>650.

Specificity: Recognizes human PLA2G1B.

Clone # USB:1B3

Isotype:IgG2a,k

Calc Applications Abbrev:FLISA WB

Calc Crossreactivity:Hu

Immunogen:Full length recombinant corresponding to aa17-71 from human PLA2G1B (AAH05386) with GST tag. MW of the GST tag alone is 26kD.

Shelf Life:1year

EU Commodity Code:30021010

この商品は法規制を確認しておりません。(法規制によって販売できない場合もございます)

製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。最新仕様はメーカーホームページをご確認ください。

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL:06-6447-8641

FAX:06-6447-8642

E-mail:Reagents@so.as-1.co.jp