

US Biological (antibodymab)

85-8564-32 PIAS2 (E3 SUMO-protein Ligase PIAS2, Androgen Receptor-interacting Protein 3, ARIP3, DAB 2-interacting Protein, DIP, Msx-interacting Zinc Finger Protein, Miz1, PIAS-NY Protein, Protein Inhibitor of Activated STAT x, Protein Inhibitor of Activated STAT 2, PIASX, MGC102682) (MaxLight 650) 100ul 131312-ML650

USBiological
Life Sciences

アズワン品番	85-8564-32
型番	131312-ML650
入り数	1個
標準価格	-円

USBiological
Life Sciences

仕様

Size: 100ul

Host: mouse

Source Antibody: human

Grade: Affinity Purified

Purity: Purified by Protein A affinity chromatography.

Form: Supplied as a liquid in PBS, pH 7.2. No preservative added. Labeled with MaxLight

650.

Specificity: Recognizes human PIAS2.

Clone # USB: 1F7

Isotype: IgG

Calc Applications Abbrev: FLISA IF WB

Calc Crossreactivity: Hu

Immunogen: Partial recombinant corresponding to aa385-474 from PIAS2 (NP_004662) with GST tag. MW of the GST tag alone is 26kD.

Shelf Life: 1 year

EU Commodity Code: 30021010

この商品は法規制を確認していません。(法規制によって販売できない場合もございます)

製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。最新仕様はメーカーホームページをご確認ください。

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL: 06-6447-8641

FAX: 06-6447-8642

E-mail: Reagents@so.as-1.co.jp