

US Biological (antibodymab)

85-8564-50 PIK3CA (Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase Catalytic Subunit alpha Isoform, PtdIns-3-kinase Subunit alpha, PI3-kinase Subunit alpha, PI3K-alpha, Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase 110kD Catalytic Subunit alpha, PtdIns-3-kinase Subunit p110-alpha, MGC142161, MGC142163) (MaxLight 650) 100ul 131341-ML650

USBiological
Life Sciences

アズワン品番	85-8564-50
型番	131341-ML650
入り数	1個
標準価格	-円

USBiological
Life Sciences

仕様

Size:100ul

Host:mouse

Source Antibody:human

Grade:Affinity Purified

Purity:Purified by Protein A affinity chromatography.

Form: Supplied as a liquid in PBS, pH 7.2. No preservative added. Labeled with MaxLight

650.

Specificity: Recognizes human PIK3CA.

Clone # USB:3G3

Isotype: IgG1,k

Calc Applications Abbrev: FLISA

Calc Crossreactivity: Hu

Immunogen: Partial recombinant corresponding to aa959-1069 from human PIK3CA (NP_006209) with GST tag. MW of the GST tag alone is 26kD.

Shelf Life: 1year

EU Commodity Code: 30021010

この商品は法規制を確認していません。(法規制によって販売できない場合もございます)

製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。最新仕様はメーカーホームページをご確認ください。

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL: 06-6447-8641

FAX: 06-6447-8642

E-mail: Reagents@so.as-1.co.jp