

US Biological (antibodymab)

85-8564-54 PIK3R3 (Phosphatidylinositol 3-kinase  
Regulatory Subunit gamma, PI3-kinase Regulatory S  
ubunit gamma, PI3K Regulatory Subunit gamma, PtdI  
ns-3-kinase Regulatory Subunit gamma, Phosphatidy  
linositol 3-kinase 55kD Regulatory Subunit gamma, P  
I3-kinase Subunit p55-gamma, PtdIns-3-kinase Regu  
latory Subunit p55-gamma, p55PIK, DKFZp686P05  
226, FLJ41892) (MaxLight 650) 100ul 131347-ML65  
0

**USBiological**  
Life Sciences

|        |              |
|--------|--------------|
| アズワン品番 | 85-8564-54   |
| 型番     | 131347-ML650 |
| 入り数    | 1個           |
| 標準価格   | -円           |

USBiological  
Life Sciences

仕様

Size:100ul

Host:mouse

Source Antibody: human

Grade: Affinity Purified

Purity: Purified by Protein A affinity chromatography.

Form: Supplied as a liquid in PBS, pH 7.2. No preservative added. Labeled with MaxLight™650.

Specificity: Recognizes human PIK3R3.

Clone # USB: 2F8

Isotype: IgG2a,k

Calc Applications Abbrev: FLISA WB

Calc Crossreactivity: Hu

Immunogen: Partial recombinant corresponding to aa271-381 from PIK3R3 (AAH21622) with GST tag. MW of the GST tag alone is 26kD.

Shelf Life: 1year

EU Commodity Code: 30021010

この商品は法規制を確認していません。(法規制によって販売できない場合もございます)

製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。最新仕様はメーカーホームページをご確認ください。

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL: 06-6447-8641

FAX: 06-6447-8642

E-mail: Reagents@so.as-1.co.jp