

US Biological (antibodymab)

85-8564-57 PIM1 (PIM-1, Oncogene PIM1, Oncogene PIM-1, Pim1 Kinase, Pim-1 Kinase, Pim1 Oncogene, Pim-1 Oncogene, PIM, Proto-oncogene Serine/threonine-protein Kinase Pim-1, Proto-oncogene Serine/threonine Protein Kinase Pim1) (MaxLight 650) 100ul 131351-ML650

**USBiological**  
Life Sciences

|        |              |
|--------|--------------|
| アズワン品番 | 85-8564-57   |
| 型番     | 131351-ML650 |
| 入り数    | 1個           |
| 標準価格   | -円           |

**USBiological**  
Life Sciences

## 仕様

Size: 100ul

Host: mouse

Source Antibody: human

Grade: Affinity Purified

Purity: Purified by Protein A affinity chromatography.

Form: Supplied as a liquid in PBS, pH 7.2. No preservative added. Labeled with MaxLight

650.

Specificity: Recognizes human PIM1.

Clone # USB:2C9

Isotype: IgG2a,k

Calc Applications Abbrev: FLISA IHC WB

Calc Crossreactivity: Hu

Immunogen: Partial recombinant corresponding to aa1-100 from human PIM1 (AAH20224) with GST tag. MW of the GST tag alone is 26kD.

Shelf Life: 1year

EU Commodity Code: 30021010

この商品は法規制を確認していません。(法規制によって販売できない場合もございます)

製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。最新仕様はメーカーホームページをご確認ください。

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL: 06-6447-8641

FAX: 06-6447-8642

E-mail: Reagents@so.as-1.co.jp