

US Biological (antibodymab)

85-8564-85 PLA2G7 (Platelet-activating Factor Acetylhydrolase, PAF Acetylhydrolase, 1-alkyl-2-acetyl glycerophosphocholine Esterase, 2-acetyl-1-alkylglycerophosphocholine Esterase, Group-VIIA Phospholipase A2, gVIIA-PLA2, LDL-associated Phospholipase A2, LDL-PLA(2), PAF 2-acylhydrolase, PAFAH) (MaxLight 650) 100ul 131428-ML650



アズワン品番	85-8564-85
型番	131428-ML650
入り数	1個
標準価格	-円



仕様

Size: 100ul

Host: mouse

Source Antibody: human

Grade: Affinity Purified

Purity: Purified by Protein A affinity chromatography.

Form: Supplied as a liquid in PBS, pH 7.2. No preservative added. Labeled with MaxLight

650.

Specificity: Recognizes human PLA2G7.

Clone # USB: 5D1

Isotype: IgG3,k

Calc Applications Abbrev: FLISA

Calc Crossreactivity: Hu

Immunogen: Full length recombinant corresponding to aa22-441 from PLA2G7 (AAH38452) with GST tag. MW of the GST tag alone is 26kD.

Shelf Life: 1year

EU Commodity Code: 30021010

この商品は法規制を確認していません。(法規制によって販売できない場合もございます)

製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。最新仕様はメーカーホームページをご確認ください。

【試薬に関するお問合せ】

アズワン株式会社 試薬・プロセス材料グループ

TEL: 06-6447-8641

FAX: 06-6447-8642

E-mail: Reagents@so.as-1.co.jp