

AXEL

AntibodySystem

Anti-INS Polyclonal antibody 50ug

 **AntibodySystem**
Recombinant Antibodies & Proteins

シリーズ共通仕様

クロナリティ	Polyclonal	交差性	Human
宿主	Rabbit	クラス	IgG

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	85-9237-41	Anti-INS Polyclonal antibody 10 0ug	PHB94001	1個	53,000円	
	85-9237-40	Anti-INS Polyclonal antibody 50 ug	PHB94001	1個	38,000円	