

AXEL

AntibodySystem

Anti-IL1A/IL1F1 Polyclonal antibody 100ug



AntibodySystem

Recombinant Antibodies & Proteins

シリーズ共通仕様

クロナリティ	Polyclonal	交差性	Human
宿主	Rabbit	クラス	IgG

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	85-9237-53	Anti-IL1A/IL1F1 Polyclonal anti body 100ug	PHB95501	1個	53,000円	
	85-9237-52	Anti-IL1A/IL1F1 Polyclonal anti body 50ug	PHB95501	1個	38,000円	