



AntibodySystem

Goat Anti-Human IgG H&L Polyclonal Antibody 50ug



シリーズ共通仕様

クロナリティ	Polyclonal	交差性	Human
宿主	Goat	クラス	IgG

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	85-9237-60	Goat Anti-Human IgG H&L Polyclonal Antibody 50ug	PHB96411	1個	6,000円	
	85-9237-61	Goat Anti-Human IgG H&L Polyclonal Antibody 100ug	PHB96411	1個	10,000円	