

AXEL

AntibodySystem

Goat Anti-Human IgG H&L Polyclonal antibody, ALP 100ug

 **AntibodySystem**
Recombinant Antibodies & Proteins

シリーズ共通仕様

クロナリティ	Polyclonal	交差性	Human
宿主	Goat	クラス	IgG

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	85-9237-64	Goat Anti-Human IgG H&L Polyclonal antibody, ALP 50ug	PHB96433	1個	7,000円	
	85-9237-65	Goat Anti-Human IgG H&L Polyclonal antibody, ALP 100ug	PHB96433	1個	39,000円	