



AntibodySystem

Anti-APOC3 Polyclonal antibody 100ug

 **AntibodySystem**
Recombinant Antibodies & Proteins

シリーズ共通仕様

クロナリティ	Polyclonal	交差性	Human
宿主	Rabbit	クラス	IgG

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	85-9237-85	Anti-APOC3 Polyclonal antibody 100ug	PHB99001	1個	53,000円	
	85-9237-84	Anti-APOC3 Polyclonal antibody 50ug	PHB99001	1個	38,000円	