

# AXEL

Signalway Antibody

## OCM2 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul



シリーズ共通仕様

|                    |       |             |                      |
|--------------------|-------|-------------|----------------------|
| サイズ                | 100ul | Application | Most Applications    |
| Species Reactivity | Rt    | Source      | Rabbit Polyclonal Ab |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|



86-8317-04

OCM2 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul

C29833-AF350

1個

116,000円



86-8317-05

OCM2 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul

C29833-AF405

1個

116,000円

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                       | 型番            | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------|----|------------------------------|----|
|    | 86-8317-06 | OCM2 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29833-AF488  | 1個 | 116,000円                     |    |
|    | 86-8317-07 | OCM2 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29833-AF555  | 1個 | 116,000円                     |    |
|    | 86-8317-08 | OCM2 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29833-AF594  | 1個 | 116,000円                     |    |
|    | 86-8317-09 | OCM2 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29833-AF647  | 1個 | 116,000円                     |    |
|  | 86-8317-10 | OCM2 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29833-AF680  | 1個 | 116,000円                     |    |
|  | 86-8317-11 | OCM2 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29833-AF750  | 1個 | 116,000円                     |    |
|  | 86-8317-12 | OCM2 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29833-Biotin | 1個 | 116,000円                     |    |