

# AXEL

Signalway Antibody

## SLC26A4 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul



シリーズ共通仕様

|                    |       |             |                      |
|--------------------|-------|-------------|----------------------|
| サイズ                | 100ul | Application | Most Applications    |
| Species Reactivity | Ms    | Source      | Rabbit Polyclonal Ab |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|



86-8317-13

SLC26A4 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul

C29834-AF350

1個

116,000円



86-8317-14

SLC26A4 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul

C29834-AF405

1個

116,000円

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                          | 型番            | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------|----|------------------------------|----|
|    | 86-8317-15 | SLC26A4 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29834-AF488  | 1個 | 116,000円                     |    |
|    | 86-8317-16 | SLC26A4 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29834-AF555  | 1個 | 116,000円                     |    |
|    | 86-8317-17 | SLC26A4 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29834-AF594  | 1個 | 116,000円                     |    |
|    | 86-8317-18 | SLC26A4 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29834-AF647  | 1個 | 116,000円                     |    |
|  | 86-8317-19 | SLC26A4 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29834-AF680  | 1個 | 116,000円                     |    |
|  | 86-8317-20 | SLC26A4 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29834-AF750  | 1個 | 116,000円                     |    |
|  | 86-8317-21 | SLC26A4 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29834-Biotin | 1個 | 116,000円                     |    |