

AXEL

Signalway Antibody

PON3 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul



シリーズ共通仕様

サイズ	100ul	Application	Most Applications
Species Reactivity	Hu	Source	Rabbit Polyclonal Ab

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	86-8317-22	PON3 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29835-AF350	1個	116,000円	
	86-8317-23	PON3 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29835-AF405	1個	116,000円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	86-8317-24	PON3 Polyclonal Conjugate d Antibody 100ul	C29835-AF488	1個	116,000円	
	86-8317-25	PON3 Polyclonal Conjugate d Antibody 100ul	C29835-AF555	1個	116,000円	
	86-8317-26	PON3 Polyclonal Conjugate d Antibody 100ul	C29835-AF594	1個	116,000円	
	86-8317-27	PON3 Polyclonal Conjugate d Antibody 100ul	C29835-AF647	1個	116,000円	
	86-8317-28	PON3 Polyclonal Conjugate d Antibody 100ul	C29835-AF680	1個	116,000円	
	86-8317-29	PON3 Polyclonal Conjugate d Antibody 100ul	C29835-AF750	1個	116,000円	
	86-8317-30	PON3 Polyclonal Conjugate d Antibody 100ul	C29835-Biotin	1個	116,000円	