

AXEL

[Signalway Antibody](#)

PSMD1 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul



シリーズ共通仕様

サイズ	100ul	Application	Most Applications
Species Reactivity	Hu Ms Rt	Source	Rabbit Polyclonal Ab

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



86-8317-31

PSMD1 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul

C29836-AF350

1個

116,000円



86-8317-32

PSMD1 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul

C29836-AF405

1個

116,000円

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	86-8317-33	PSMD1 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29836-AF488	1個	116,000円	
	86-8317-34	PSMD1 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29836-AF555	1個	116,000円	
	86-8317-35	PSMD1 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29836-AF594	1個	116,000円	
	86-8317-36	PSMD1 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29836-AF647	1個	116,000円	
	86-8317-37	PSMD1 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29836-AF680	1個	116,000円	
	86-8317-38	PSMD1 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29836-AF750	1個	116,000円	
	86-8317-39	PSMD1 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29836-Biotin	1個	116,000円	