

AXEL

Signalway Antibody

PSMD1 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul



シリーズ共通仕様

サイズ	100ul	Application	Most Applications
Species Reactivity	Hu Ms Rt	Source	Rabbit Polyclonal Ab

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



86-8317-31

PSMD1 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul

C29836-AF350

1個

116,000円



86-8317-32

PSMD1 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul

C29836-AF405

1個

116,000円

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	86-8317-33	PSMD1 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29836-AF488	1個	116,000円	
	86-8317-34	PSMD1 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29836-AF555	1個	116,000円	
	86-8317-35	PSMD1 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29836-AF594	1個	116,000円	
	86-8317-36	PSMD1 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29836-AF647	1個	116,000円	
	86-8317-37	PSMD1 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29836-AF680	1個	116,000円	
	86-8317-38	PSMD1 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29836-AF750	1個	116,000円	
	86-8317-39	PSMD1 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29836-Biotin	1個	116,000円	