

# AXEL

Signalway Antibody

## SUPT6H Polyclonal Conjugated Antibody 100ul



### シリーズ共通仕様

|                    |       |             |                      |
|--------------------|-------|-------------|----------------------|
| サイズ                | 100ul | Application | Most Applications    |
| Species Reactivity | Hu Ms | Source      | Rabbit Polyclonal Ab |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|



86-8317-58

SUPT6H Polyclonal Conju  
gated Antibody 100ul

C29839-AF350

1個

116,000円



86-8317-59

SUPT6H Polyclonal Conju  
gated Antibody 100ul

C29839-AF405

1個

116,000円

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                         | 型番            | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------|----|------------------------------|----|
|    | 86-8317-60 | SUPT6H Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29839-AF488  | 1個 | 116,000円                     |    |
|    | 86-8317-61 | SUPT6H Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29839-AF555  | 1個 | 116,000円                     |    |
|    | 86-8317-62 | SUPT6H Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29839-AF594  | 1個 | 116,000円                     |    |
|    | 86-8317-63 | SUPT6H Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29839-AF647  | 1個 | 116,000円                     |    |
|  | 86-8317-64 | SUPT6H Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29839-AF680  | 1個 | 116,000円                     |    |
|  | 86-8317-65 | SUPT6H Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29839-AF750  | 1個 | 116,000円                     |    |
|  | 86-8317-66 | SUPT6H Polyclonal Conjugated Antibody 100ul | C29839-Biotin | 1個 | 116,000円                     |    |