

AXEL

Signalway Antibody

TAF6 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul



シリーズ共通仕様

サイズ	100ul	Application	Most Applications
Species Reactivity	Ms	Source	Rabbit Polyclonal Ab

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	86-8317-67	TAF6 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29840-AF350	1個	116,000円	
	86-8317-68	TAF6 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29840-AF405	1個	116,000円	

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	86-8317-69	TAF6 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29840-AF488	1個	116,000円	
	86-8317-70	TAF6 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29840-AF555	1個	116,000円	
	86-8317-71	TAF6 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29840-AF594	1個	116,000円	
	86-8317-72	TAF6 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29840-AF647	1個	116,000円	
	86-8317-73	TAF6 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29840-AF680	1個	116,000円	
	86-8317-74	TAF6 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29840-AF750	1個	116,000円	
	86-8317-75	TAF6 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29840-Biotin	1個	116,000円	