

AXEL

Signalway Antibody

ZNF189 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul



シリーズ共通仕様

サイズ	100ul	Application	Most Applications
Species Reactivity	Hu	Source	Rabbit Polyclonal Ab

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
--------	--------	-----	----	----	------------------------------	----



86-8317-94

ZNF189 Polyclonal Conju
gated Antibody 100ul

C29843-AF350

1個

116,000円



86-8317-95

ZNF189 Polyclonal Conju
gated Antibody 100ul

C29843-AF405

1個

116,000円

商品イメージ	アズワン品番	商品名	型番	入数	標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜)	備考
	86-8317-96	ZNF189 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29843-AF488	1個	116,000円	
	86-8317-97	ZNF189 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29843-AF555	1個	116,000円	
	86-8317-98	ZNF189 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29843-AF594	1個	116,000円	
	86-8317-99	ZNF189 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29843-AF647	1個	116,000円	
	86-8318-01	ZNF189 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29843-AF680	1個	116,000円	
	86-8318-02	ZNF189 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29843-AF750	1個	116,000円	
	86-8318-03	ZNF189 Polyclonal Conjugated Antibody 100ul	C29843-Biotin	1個	116,000円	