

# AXEL

Signalway Antibody

## TP63 Conjugated Antibody 100ul



シリーズ共通仕様

|                    |          |             |                      |
|--------------------|----------|-------------|----------------------|
| サイズ                | 100ul    | Application | Most Applications    |
| Species Reactivity | Hu Ms Rt | Source      | Rabbit Polyclonal Ab |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|
|--------|--------|-----|----|----|------------------------------|----|



86-8564-04

TP63 Conjugated Antibody  
100ul

C32619-AF350

1個

116,000円



86-8564-05

TP63 Conjugated Antibody  
100ul

C32619-AF405

1個

116,000円

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                               | 型番            | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|----|------------------------------|----|
|    | 86-8564-06 | TP63 Conjugated Antibody<br>100ul | C32619-AF488  | 1個 | 116,000円                     |    |
|    | 86-8564-07 | TP63 Conjugated Antibody<br>100ul | C32619-AF555  | 1個 | 116,000円                     |    |
|    | 86-8564-08 | TP63 Conjugated Antibody<br>100ul | C32619-AF594  | 1個 | 116,000円                     |    |
|    | 86-8564-09 | TP63 Conjugated Antibody<br>100ul | C32619-AF647  | 1個 | 116,000円                     |    |
|  | 86-8564-10 | TP63 Conjugated Antibody<br>100ul | C32619-AF680  | 1個 | 116,000円                     |    |
|  | 86-8564-11 | TP63 Conjugated Antibody<br>100ul | C32619-AF750  | 1個 | 116,000円                     |    |
|  | 86-8564-12 | TP63 Conjugated Antibody<br>100ul | C32619-Biotin | 1個 | 116,000円                     |    |
|  | 86-8564-13 | HDAC3 Conjugated Antibody 100ul   | C32620-AF350  | 1個 | 116,000円                     |    |
|  | 86-8564-14 | HDAC3 Conjugated Antibody 100ul   | C32620-AF405  | 1個 | 116,000円                     |    |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                             | 型番            | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|----|------------------------------|----|
|    | 86-8564-15 | HDAC3 Conjugated Antibody 100ul | C32620-AF488  | 1個 | 116,000円                     |    |
|    | 86-8564-16 | HDAC3 Conjugated Antibody 100ul | C32620-AF555  | 1個 | 116,000円                     |    |
|    | 86-8564-17 | HDAC3 Conjugated Antibody 100ul | C32620-AF594  | 1個 | 116,000円                     |    |
|    | 86-8564-18 | HDAC3 Conjugated Antibody 100ul | C32620-AF647  | 1個 | 116,000円                     |    |
|  | 86-8564-19 | HDAC3 Conjugated Antibody 100ul | C32620-AF680  | 1個 | 116,000円                     |    |
|  | 86-8564-20 | HDAC3 Conjugated Antibody 100ul | C32620-AF750  | 1個 | 116,000円                     |    |
|  | 86-8564-21 | HDAC3 Conjugated Antibody 100ul | C32620-Biotin | 1個 | 116,000円                     |    |